

## Garantie

36 Monate (inklusive Kabel und Transformator). Bei einer Störung kontaktieren Sie bitte Ihren Hörgeräteakustiker. Für alle Eingriffe durch den After-Sales-Service während der Garantielaufzeit ist der Kaufbeleg nötig. Diese Garantie gilt nicht bei einer Störung, die durch einen Unfall, einen Zwischenfall oder einen ähnlichen Schaden, die Einbringung von Flüssigkeit, Fahrlässigkeit, falsche Verwendung, Zerlegung, mangelnde Wartung oder allen anderen Umständen, die dem Nutzer zuzuschreiben sind, verursacht wird. Außerdem gilt diese Garantie nicht bei Fehlern, die durch Blitzschlag oder anderen Schwankungen der Netzspannung verursacht werden. Wir empfehlen, PerfectDry Lux während eines Gewitters vom Stromnetz zu trennen.



Ich schone die Umwelt, ich stecke mein PerfectDry Lux aus, wenn meine Hörgeräte gereinigt sind!

## Angaben am Etikett

### Bedeutung der Abkürzungen:

Hersteller	Medizinprodukt
Verwendung im Innenbereich	Das Produkt besteht aus ABS mit 7, gemäß der Recyclingvorschriften
Dieses Produkt entspricht der für Medizinprodukte geltenden Verordnung (EU) 2017/745.	
<b>ENTSORGUNG</b> - Entsorgen Sie Altgeräte auf umweltschonende Weise. Die Altgeräte enthalten recycelbare Materialien, die wiedergewonnen werden müssen. Entsorgen Sie Altgeräte daher bitte über geeignete Sammelsysteme.	

## Technische Daten

### Funktionen

Abmessungen innen (BxHxT): 70x21x51 mm  
Abmessungen außen (BxHxT): 93x48x76 mm  
Gewicht (g): 144 g  
UV-Lampe: 253,7 Nm  
Leistung max.: 4W  
Leistung im Standby-Modus: 0,04 W  
Lagerbedingungen: zwischen -20°C und +65°C

Trocknungstemperatur: 35°C (95°F)  
Zyklusdauer: 45 min.  
Betriebsumgebungstemperatur:  
Von 12°C bis 40°C  
Stromversorgung:  
Eingang: 100-240V AC 50-60 Hz/Ausgang:  
5V DC  
Anschluss: USB-Kabel - Micro-USB


Hergestellt für / Produced for:  
KIND GmbH & Co. KG  
Kokenhorststraße 3-5  
30938 Großburgwedel, Germany  
Tel. (+49) (0) 800 6 999 333  
info@kind.com  
www.kind.com



MG Développement  
Zac les portes de l'aéroport  
178 rue Negue-Cat  
34130 Mauguio - FRANCE

# KINDotoClean Dry Lux


Kompatibel mit allen Hörgeräten  
(inklusive wiederaufladbarer Geräte)



x1



x1



# KIND


1

Den PerfectDry Lux anschließen. Die blaue LED leuchtet, um anzuzeigen, dass Spannung anliegt. Wenn 30 Sekunden lang nichts geschieht, erlischt die Leuchtanzeige wieder.

2

Achten Sie darauf, dass vor Start des Zyklus die Abdeckung geschlossen ist. Öffnen Sie das Gehäuse nicht während des Betriebs, zu Ihrer Sicherheit schaltet sich PerfectDry Lux gegebenenfalls aus.

PerfectDry Lux ist für alle Arten von Hörgeräten geeignet.



Es empfiehlt sich, die Hörgeräte vor der Trocknung zu reinigen. Öffnen Sie anschließend die Batteriefächer Ihrer Hörgeräte (die Batterien können während des Zyklus in den Hörgeräten verbleiben).

3

Zum Starten des Zyklus einfach die Taste berühren. Die blaue Leuchtanzeige blinkt langsam. PerfectDry Lux schaltet sich automatisch am Ende des Wartungszyklus ab (45 Minuten).

45 min.



### Bedeutung der Leuchten

**Blau** blinkt > In betrieb  
**Blau** leuchtet durchgehend  
 > Im Standby-Modus

## Details zu den Funktionen

### UV-C 360°

PerfectDry Lux verfügt über eine UV-C-Lampe mit kurzer Wellenlänge, deren ringförmige Anordnung in 360° dafür sorgt, dass die gesamte Oberfläche des Hörgeräts erreicht wird. Die Reinigung erfolgt durch eine Kombination aus Entfeuchtung durch Warmluft, die durch einen Impulsventilator zugeführt wird, und UV-C am 360°. Die Lampe erleuchtet während der ersten fünf Minuten des Pflege- und Reinigungszyklus und erlischt danach automatisch.

### Entfeuchtung

Die PerfectDry Lux hat ein Entfeuchtungssystem durch patentiertes Impulsluftverfahren. Aufgrund dessen ist die Leistung und die notwendige Trocknungszeit reduziert. Die Temperatur der Reinigungskammer wird durch ein elektronisches System kontrolliert, um eine Temperatur zu erreichen, die unabhängig von der Umgebungstemperatur unter 35°C (95°F) liegt, um die Hörgeräte nicht zu beschädigen. **Um eine optimale Qualität Ihrer Gehörgeräte zu erhalten, wird die tägliche Verwendung des PerfectDry Lux wärmstens empfohlen.**

## Sicherheitshinweise

Für Kinder unzugänglich aufbewahren. Jeglicher Eingriff, außer die übliche Reinigung und Wartung durch den Kunden, muss vom After-Sales-Service des Herstellers oder durch einen zugelassenen Fachmann ausgeführt werden. Setzen Sie weder PerfectDry Lux, noch das Stromkabel oder den Stecker Wasser oder einer anderen Flüssigkeit aus. Wenn das Stromkabel oder der Stecker beschädigt sind, verwenden Sie das Gerät nicht und tauschen Sie diese Komponenten umgehend aus. Ersetzen Sie Ihr Netzteil durch ein Originalmodell. Positionieren Sie PerfectDry Lux auf eine flache, trockene und stabile Oberfläche. Sehen Sie niemals direkt in die UV-C-Lampe, die sich in der Trocknungskammer befindet. Um es vom Stromnetz zu trennen, ziehen Sie am Stecker, nicht am Kabel. Verwenden Sie niemals ein Reinigungsmittel oder ätzende Produkte, um Ihr PerfectDry Lux zu reinigen. Ein Verstoß gegen diese Anweisungen führt zum Erlöschen der Garantie. Der Hersteller haftet nicht für Schäden, die durch eine Verwendung nicht konform mit diesen Anweisungen oder eine fehlerhafte Handhabung entstehen. Jeder schwerwiegende Vorfall im Zusammenhang mit der Vorrichtung ist dem Hersteller und der zuständigen Behörde des Mitgliedsstaats, in dem der Benutzer ansässig ist, zu melden.

## Hinweise zur Pflege des Produkts

Mit einem weichen Tuch reinigen. Zerstäuben Sie keine Flüssigkeit im Gerät. Bewahren Sie PerfectDry Lux geschlossen auf, wenn Sie es nicht verwenden, um Ablagerung von Verunreinigungen zu vermeiden.

## Verordnung über Medizinprodukte

Dieses Produkt erfüllt die Anforderungen der Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte.