

PraxisService

Innovative Produkte und Dienstleistungen für HNO-Ärztinnen und -Ärzte

ICH HAB
MEIN **KIND**
IM OHR



Inhalt

KIND Praxis-Service	3
KiWi® – KIND Praxis-EDV	4
Audiologische Medizintechnik und KIND Audiometer-Service	10
KIND Posterserie zum Bestellen	15
Informationsbroschüren	16
Das spricht für KIND!	17

KIND Praxis-Service

KIND ist das führende Familienunternehmen der Hörgeräteakustik. Konsequente Kundenorientierung, qualifizierte Mitarbeiter sowie innovative Produkte und Dienstleistungen machen uns zur ersten Wahl für gutes Hören.

KIND ist Ihr verlässlicher und engagierter Partner. Als Entwickler, Hersteller und Hörgeräteakustiker bietet KIND ein lückenloses Produktportfolio aus einer Hand – einschließlich innovativer Lösungen, die genau auf HNO-Praxen zugeschnitten sind:

- ◆ **effiziente Datenverarbeitung**
- ◆ **ausgereifte audiologische Medizintechnik**
- ◆ **professioneller Service und aktuelle Informationen**

Gerne stehen wir Ihnen zur Verfügung.

Rufen Sie die kostenlose KIND HNO-Service-Nummer an:

0800 / 122 80 00

Überzeugen Sie sich von den Vorteilen und profitieren Sie von unseren maßgeschneiderten Angeboten. Auf den folgenden Seiten präsentieren wir Ihnen Möglichkeiten für optimales Praxismanagement, damit Sie und Ihre Mitarbeiter sich auf das Wesentliche konzentrieren können: Ihre Patienten.

KiWi[©] – KIND Praxis-EDV

Schaffen Sie sich die Grundlage für ökonomisches Arbeiten

Ein zentraler Erfolgsfaktor des Praxisbetriebes ist eine Software, welche die individuellen Arbeitsabläufe einer Praxis optimal elektronisch abbildet und unterstützt. KiWi[©], die Windows-Praxissoftware aus dem Hause KIND, hat diese Aufgabe erfolgreich praxisorientiert umgesetzt. KiWi[©] ist flexibel anpassbar an die praxisspezifischen Anforderungen und Abläufe. In besonderem Maße gilt dies für die Hals-Nasen-Ohren-Heilkunde, da der KiWi[©] Prototyp das Ergebnis eines Arbeitskreises von HNO-Ärzten und KIND Entwicklern ist. KiWi[©] hat in der Folgezeit eine kontinuierliche Weiterent-

wicklung und Verbesserung erfahren, die in enger Zusammenarbeit mit Praxen erarbeitet wurde und auf Wünsche und Anregungen aus dem Kreis der Anwender zurückgeht. Die Praxissoftware KiWi[©] ist gleichermaßen für Einzel- und Gemeinschaftspraxen wie für Praxisgemeinschaften geeignet. Eine intelligente Arztverwaltung stellt den korrekten Einsatz des jeweiligen Arztstempels und z.B. Briefkopfes sicher. Von den vielfältigen Funktionen, die KiWi[©] dem Anwender bietet, werden nachfolgend die wichtigsten Elemente kurz dargestellt.



Das Softwarepaket KiWi® bietet Ihnen:

Elektronische Karteikarten

mit Tableaus, Terminkalender, Originalformularen, Blankoformulardruck, Makros, integrierter Textverarbeitung, AKR – Allgemeine Kodierrichtlinien

Kassenabrechnung

KBV-Zulassung nach KVDT inkl. KBV-Prüfmodul und Kryptomodul sowie Stammdaten, 1-Click Abrechnung

Privatabrechnung

inkl. Offene-Posten-Verwaltung und Mahnwesen, zertifizierte PAD-Schnittstelle

Statistiken

Ziffernhäufigkeit, Honorarbudget, Medikamentenstatistik, diverse Statistiken und Listen für individuelle Auswertungen

Datenpflege

Praxisstammdaten, Gebührenordnungen, Regelwerk, Arztverzeichnis

Druckserver

Formularzuordnung zu einzelnen Druckern möglich, Druck-Warteschlange

Medikamentendatenbank

zertifizierte Schnittstelle zum ifap praxisCENTER®

Schnittstellen

LDT-, BDT- und GDT-Schnittstellen für externe Software (Messtechnikeinbindung, „prescriber“-Verordnungsmonitor von Medimed, Archivierungssoftware, z.B. mediDOK, STARC medical)

Serviceleistungen

Schulungen, Hotline, Onlinesupport per Fernwartung, Datensicherungskonzept, regelmäßige Updates mit Quartalsänderungen und Funktionserweiterungen

Die elektronische Karteikarte

Als zentrales Element bietet die elektronische Karteikarte eine übersichtliche Darstellung und vollständige Dokumentation der Patientendaten. Wahlweise können die Daten bezogen auf die einzelnen Scheine oder als vollständige Karteikarte angezeigt werden. Direkt aus der Karteikarte können Sie auch in andere Programmteile, wie z.B. die Abrechnung und Statistik oder die Datenpflege, gelangen oder externe Programme aufrufen.

Zur Eingabe der Anamnesen, Befunde, Diagnosen und Leistungen steht eine komplette HNO-Wissensbasis in Form von Eingabetableaus zur Verfügung, die individuell angepasst werden können. Diese Eingabetableaus sind virtuelle Digitalisierbretter, die am Bildschirm angezeigt werden. Die Übernahme



von Einträgen in die Karteikarte erfolgt ebenso wie das Verändern oder Hinzufügen von Einträgen direkt im Tableau. Eine farbliche Hervorhebung einzelner Tableaubereiche ist ebenso möglich wie die Anlage von zusätzlichen eigenen Tableaus.

Neben der einfachen Bedienbarkeit per Maus nehmen die Tableaus im Gegensatz zum herkömmlichen Digitalisierbrett keinen zusätzlichen Platz in Anspruch und verursachen keine zusätzlichen Anschaffungskosten, da sie funktionaler Bestandteil des Programms sind.

Über die Standardeinträge der Anamnesen, Befunde, Diagnosen und Leistungsziffern hinaus werden in der Karteikarte alle Formulare (z.B. Rezepte,

Überweisungen), Briefe, Verknüpfungen externer Dateien etc. eingetragen und können durch einen Doppelklick jederzeit wieder aufgerufen und gegebenenfalls nachbearbeitet werden. Die Möglichkeit der grafischen Befundung unterstützt Sie bei Ihrer Dokumentation. Für Ihre Terminverwaltung bietet KiWi® einen integrierten Terminkalender. Durch Anlage von Makros können Standardabläufe automatisiert werden. Im Rahmen der Optionen können Sie u. a. die Schriftart und -größe der Einträge sowie die farbliche Kennung der Vorquartale individuell fest-

legen. Alle von der KBV zugelassenen Kassenformulare werden in KiWi® im Original abgebildet und können direkt bearbeitet werden. Auf Wunsch kann auch der Blankoformulardruck verwendet werden. Patientendaten werden automatisch in das Formular übernommen. Weitere Daten, wie beispielsweise Diagnosen aus der Karteikarte, werden in Listen angeboten und per Mausklick eingetragen. In der Karteikarte können externe Dateien beliebigen Formats über einfaches Drag & Drop als Link abgelegt und direkt über Doppelklick geöffnet werden.



Die Medikamenten-Datenbank

In KiWi® eingebunden ist das zertifizierte ifap praxis-CENTER®, das von ifap auf Grundlage der ABDA-Datenbank zusammengestellt wird. Das ifap praxis-CENTER® bietet neben der Listung aller deutschen apothekenpflichtigen Arzneimittel diverse Zusatzsortimente, die Rote Liste, Recherchen nach Wirk-

stoff, Hersteller und Indikation, eine Äquivalenzsuche und Preisvergleichsfunktion nach SGB V bzw. Wirkstoffidentität sowie weitere Informationen. Ebenfalls integriert ist der BMP (Bundeseinheitlicher Medikationsplan).

Die Textverarbeitung

Integrierte Textverarbeitung

KiWi® bietet mit der integrierten Textverarbeitung ein komfortables und flexibles Instrument zur schnellen und einfachen Erstellung von Arztbriefen und anderen Texten. Die Vorlagen für Briefe, Rechnungen, Mahnungen und beliebige Texte sind frei definierbar. In die Vorlagen können Felder und beispielsweise Patientendaten sehr einfach eingefügt werden. Darüber hinaus lassen sich individuell angelegte Standardtextbausteine verwenden. Bei der Erstellung eines Arztbriefes werden die in der Karteikarte erfassten Einträge angeboten und können komplett

oder selektiert, auch nach Datum, übernommen und nachrichtlich verschickt werden. Der erstellte Brief wird direkt in der Karteikarte des Patienten abgelegt und kann von dort jederzeit wieder aufgerufen werden.

Der Ausdruck kann wahlweise direkt auf dem Drucker erfolgen oder zunächst in die Brief-Warteschlange gestellt werden, für die dann ein Sammeldruck gestartet werden kann. Erstellte Briefe können alternativ auch als PDF oder eArztbrief versendet werden.

Abrechnung und Statistik

Kassenabrechnung

KiWi® bietet eine Kassenabrechnung nach der KVDT-Abrechnungsnorm unter Verwendung des KBV-Prüfmoduls und Kryptomoduls. Die Ergebnisse des Prüflaufs stehen Ihnen direkt in der Karteikarte als Fehlerliste zur Verfügung. Die aufgelis-

teten Patienten können per Mausklick aufgerufen und die Fehler zügig abgearbeitet werden. Eine Zertifizierung der 1-Click Abrechnung über KV-Connect liegt vor.

Privatabrechnung

Scheine können direkt in der Karteikarte zur Abrechnung markiert werden. Nach der Rechnungsstellung und dem Versuch, auf demselben Schein noch etwas abzurechnen, erscheint ein Hinweis, dass dieser Schein bereits abgerechnet wurde. Rechnungen werden automatisch aus den Scheindaten generiert und basierend auf den individuell anpassbaren Vorlagen erstellt. Eine Druckvorschau steht

ebenso wie der Druck über die Druckwarteschlange für die Rechnungen zur Verfügung. Mit der Liste der offenen Posten und dem mehrstufigen Mahnlauf verwalten Sie komfortabel Ihre Außenstände. In KiWi® integriert ist eine von der PVS Büdingen zertifizierte Schnittstelle zur Privatabrechnung auf Diskette (PAD), die auf Knopfdruck die Disketten für die PVS erstellt.

Listen als komfortable Hilfsmittel für die Praxisverwaltung

KiWi® bietet eine Reihe von Zusammenstellungen in Listenform, die Ihr Praxisteam effektiv bei der Bewältigung der täglichen Routineaufgaben unterstützen und stets einen aktuellen Überblick geben. Die Listen können auch ausgedruckt werden. Als Hilfsmittel stehen u. a. zur Verfügung:

Die Warteliste informiert über die Patienten, die warten, bereits behandelt wurden, kurzzeitig gegangen oder fertig behandelt sind. Weiterhin sehen Sie zu jedem Patienten u. a. die Wartelistennummer, den behandelnden Arzt, wann er in die Praxis kam und auch, ob es sich um einen ganz neuen Patienten handelt oder einen Patienten, der in diesem Quartal das erste Mal zur Behandlung kommt. Privatpatienten erhalten eine Kennung. Im Feld „Bemerkung“ können zusätzliche Informationen, z. B. „Schmerzpatient“, hinterlegt werden. Auf Wunsch wird auch der bei einem Patienten hinterlegte Risikotext in die Warteliste übernommen. Für jede Arbeitsstation ist eine individuelle Sortierung der Wartelistenspalten möglich. Da jede Veränderung umgehend sichtbar wird, verfügen Sie jederzeit über eine aktuelle Übersicht.

Die Fehlerliste wird bei jedem Lauf des KBV-Prüfmoduls erzeugt und zeigt sämtliche vom Prüfmodul

ermittelten Fehler an. Direkt aus der Liste wird mit einem Doppelklick auf den Listeneintrag die Karteikarte des jeweiligen Patienten geöffnet, und eine Korrektur der Daten kann ohne aufwendige Zwischenschritte direkt vorgenommen werden. Durch Probeabrechnungen und Abarbeiten der Fehlerliste schon im laufenden Quartal wird der Aufwand für die Kassenabrechnung auf ein Minimum reduziert.

In der Kontrollliste werden alle Patienten aufgelistet, bei denen Diagnosen und/oder Leistungen fehlen. Per Doppelklick wird direkt die Karteikarte des Patienten geöffnet und das Diagnosen- bzw. Leistungstableau zur Eingabe der fehlenden Daten für den entsprechenden Leistungstag angezeigt. Ein regelmäßiges Abarbeiten dieser Liste stellt sicher, dass für alle Patienten Diagnosen und Leistungen eingetragen wurden.

Die stationäre Liste ermöglicht allen Belegärzten einen schnellen Zugriff auf die stationär eingewiesenen Patienten.

Die To-Do-Liste unterstützt die übersichtliche Verwaltung von Aufgaben. Diese werden nach Kategorien gegliedert und können auch patientenbezogen erstellt werden.

The image displays three overlapping screenshots of the KiWi software interface, which is used for patient management and billing in a medical practice.

- Top Left Screenshot:** Shows a 'Warteliste - Müller, Hans' window. It contains a table with patient data. The table has columns for patient ID, name, arrival time, departure time, room, status, birth date, sex, and insurance type. The data is as follows:

Nr.	V.	Name	Kam um	Tei.	Zimmer	T um	Neu	Geburtsdag	Sex	Kennz.	G.	Art	Sperr
1	P	Test, Eugen	14:57	T	1	15:15	n	10.10.2010	Hal keine Zeit	W	m	M	0
2		Dr. med. Mustermann, Martin	14:58	T	1	15:00	n	05.03.2009		W	m	M	0
3		Musterfrau, Angelika	15:00	O	2		n	27.12.1965	starke Schmerzen	W	w	T	0
4		Müller, Hans	15:05	T	1		n	24.09.1975		W	m	T	0
- Top Right Screenshot:** Shows a 'Muster 16 (30.2014)' window. It is a form for patient data entry, including fields for name, address, birth date, sex, and insurance. It also has a section for 'Vorgeschichte' (Medical History) and 'Vorgeschichte' (Medical History).
- Bottom Screenshot:** Shows a 'Überweisungsschein' (Referral Form) window. It contains fields for patient data, referral date, and a section for 'Diagnosen' (Diagnoses) and 'Leistungen' (Services). It also has a section for 'Bemerkungen' (Remarks) and a 'Drucken' (Print) button.

Statistiken/Regelwerk

KiWi® bietet diverse Statistiken zur Steuerung der Praxis an. Unter anderem stehen Ziffernhäufigkeit, Honorarbudget mit Praxis- und Zusatzbudgets und Medikamentenstatistik zur Verfügung. Unter „Sonstige Statistiken & Listen“ werden Scheinstatistiken, Patientenstatistiken, Tagesstatistik und Tagesprofil sowie eine freie Statistik für Auswertungen nach den individuellen Wünschen der Praxis angeboten, z.B. Suche nach bestimmten Medikamenten, Diagnosen oder Leistungsziffern, wahlweise auch auf

bestimmte Formulare begrenzt. Die Statistikauswertungen werden an die Karteikarte übergeben und direkt aus dieser Übergabeliste rufen Sie einen Patienten per Doppelklick auf. Für die Ergebnisse der diversen Statistiken besteht die Möglichkeit eines Exports im CSV-Format. Ein Regelwerk steht zur Verfügung. Auf Wunsch kann auch die Onlineprüfung von eingegebenen Leistungsziffern aktiviert werden.

Die Schnittstellen

Schnittstelle zur Messtechnikeinbindung

KIND verfügt über hohe Kompetenz und große Erfahrung im Bereich der Messtechnik. KiWi® stellt standardmäßig eine Schnittstelle zur Einbindung

von Messtechnik bereit, über die Patientenstammdaten an die Steuerungssoftware der Messtechnik übergeben werden können.

Schnittstelle zur Anbindung externer Software

Über die BDT- und GDT-Schnittstelle kann externe Software wie z. B. der Terminkalender MEDorganizer

oder die Archivierungssoftware mediDOK oder STARC-easySTORE eingebunden werden.

Schnittstelle zum „prescriber“-Verordnungsmonitor

Interessierten Anwendern stellen wir eine Schnittstelle zum „prescriber“-Verordnungsmonitor der

Firma Medimed zur Verfügung, die die Teilnahme an einer Arzneimittelstudie ermöglicht.

Audiologische Medizintechnik und KIND Audiometer-Service

Praxisorientierte Technologie und professioneller Support für die audiologische Datenerhebung

Die audiologische Standarddiagnostik bestehend aus Ton- und Sprachaudiometrie sowie Tympanometrie und Stapediusreflexbestimmung bildet die Basis für Ihre Tätigkeit in der HNO-Praxis. Die Ergebnisse müssen im Rahmen der täglichen Arbeit effizient und präzise ermittelt werden können. Darum bietet KIND Ihnen zuverlässige Messtechnik und umfassenden Support. Neben der regelmäßi-

gen Wartung und Lieferung von Gebrauchsmaterialien stehen bei Bedarf schnell und unkompliziert Leihgeräte sowie der KIND Reparatur-Service für Sie bereit.

Gerne stehen wir Ihnen auch für die Anschaffung weitergehender Diagnostik zur Verfügung. Bitte sprechen Sie uns an.

KIND Audiometer-Service

Zentral für den KIND Audiometer-Service ist die verlässliche, lückenlose Rundum-Betreuung. KIND

bietet Ihnen hierzu das komplette Know-how und umfassende Dienstleistungen:

- ◆ Wartung gemäß Betreiberverordnung inkl. Dokumentation und Wartungssiegel
- ◆ Reparatur-Service für Audiometer und Tympanometer
- ◆ schneller und unkomplizierter Leihgeräte-Service
- ◆ Gebrauchsmaterialien (Formulare, Stifte etc.)
- ◆ Zubehör

Diagnostisches Audiometer MAICO ST 32

Das ST 32 ist ein modernes und hochwertiges Audiometer für Ihre Praxis. Es ermöglicht schnell und einfach durchgeführte Hörschwellentests für Luft-

und Knochenleitung dank intuitiver Bedienung. Einsetzbar ist das ST 32 sowohl als Stand-Alone-Lösung als auch eingebunden in Ihre bestehende Praxis-EDV.

ST 32 auf einen Blick:

- Ton- und Sprachaudiometrie mit Luft-, Knochenleitung, Freifeld
- Überschwellige Tests: SISI, Fowler, Stenger
- Sehr einfache Bedienung mit Schiebern und Leuchtpunkt
- USB-Adapter, einbindbar in Praxis EDV-Programme
- Gutes Preis-Leistungsverhältnis

Technische Daten:

Testsignal	Sinus-Dauerton, -Pulston, Wobbelton
Testfrequenzen	0,125 – 8 kHz (Zwischenfrequenzen sperrbar)
Pegelstufen	1, 2, 5 dB
Eingänge	externe Sprache (CD), Prüfermikrofon, Patientenmikrofon

Luftleitung:

Pegelbereich	-10 bis maximal 120 dB _{HV}
Sicherheitsschaltung	bei Pegeln > 100 dB _{HV}
Luftleitungshörer	DD45

Knochenleitung:

Pegelbereich	-10 bis 70 dB _{HV} (1, 2 kHz)
Vertäubungssignal	Schmalbandgeräusch, sprachverdeckendes Rauschen
Knochenleitungshörer	B71 mit Kopfbügel

Freifeld:

Pegelbereich	-10 bis 90 dB _{HV}
--------------	-----------------------------

SISI-Test:

Modulation Testsignal	4,8/0,2 s; 5 dB, 3 dB, 2 dB, 1 dB (Test)
Anzeige	Prozentanzeige des Testergebnisses

Allgemein:

PC-Schnittstelle	USB-Adapter
Stromversorgung	100-240 V~, 50/60 Hz, ca. 25 VA
Maße	B x H x T: 36 x 15 x 34 cm
Gewicht	3,3 kg



Automatisches Tympanometer Interacoustics AT 235

Die Testergebnisse aus der Standardtympanometrie, ipsi und kontralaterale Stapedius-Reflexmessung sowie Decaytest und Tubenfunktions-test (Williams-Test) werden auf einem großen farbigen 10"-Display dargestellt. Wenige Funktionstasten machen dieses diagnostische Tympanometer sehr bedienerfreundlich.

Der Ausdruck ermittelter Messergebnisse ist über den Anschluss eines Standarddruckers möglich. Alternativ kann die Einbindung in die Praxissoftware für die Dokumentation/den Ausdruck genutzt werden.

AT 235 auf einen Blick:

- Automatische Tympanometrie
- ipsi- und kontralaterale Messung
- Reflex Decay Test
- automatische Reflexsuche
- Compliance von 0,1 bis 8,0 ml bei 226Hz Sondenton
- Druckbereich von -600daPa bis +400 daPa
- ipsilaterale Frequenzen von 500 Hz bis 4 kHz und Breitband-, Hochton-, und Tieftonrauschen
- contralaterale Frequenzen von 250 Hz bis 8 kHz und Breitband-, Hochton-, und Tieftonrauschen
- Eustachische Tubenfunktionsprüfung ETF1
- vorprogrammierte Testsequenzen
- großes 10" Farb- Display
- SONDENSYSTEM mit Contra-Hörer
- NOAH kompatibel
- Diagnostic Suite Sync Modul

Lieferumfang:

Diagnostische oder klinische Sonde (gegen Aufpreis)
Kopfhörer DD45
BET55 Packung mit Ohrstöpseln
Medical CE Netzteil mit Netzkabel UE60
Bedienungsanleitung auf CD
Medizinproduktebuch

Optionen:

Klinische Sonde Retrofit Kit
Diagnostische Sonde Retrofit Kit
OtoAccess Database Software
Sanibel MPT III - Drucker



Tympanometer MAICO easyTymp

Mit dem easyTymp können Sie Tympanometrie und Reflextests zur objektiven Untersuchung der Mittelfunktion bei Erwachsenen und Kindern schnell und einfach durchführen. Das easyTymp bietet

speziell für die Untersuchung von Neugeborenen und Kleinkindern die Option für eine Hochton-tympanometrie mit 1 kHz an sowie eine direkte Datenübertragung auf Ihren PC.

easyTymp auf einen Blick:

- Sehr schnelle Impedanzmessung
- Stapediusreflex mit 4 Frequenzen
- Ergonomisches Design – besonders leichte Bedienung
- Vollautomatischer Testablauf
- Hochauflösendes, farbiges Grafik-Display
- Hochtontympanometrie mit 1 kHz optional
- Inklusive Tympanometrie-Software zur Einbindung in die EDV

Testpegel	80 bis 100 dB _{HV}
Pegeleinstellung	Automatisch oder fester Pegel
Testarten	Automatische Reflexe mit einfacher Intensität oder einfacher Reflexsteigerung
Testprotokolle	Tymp 226 Hz; Tymp 226 Hz + Auto Reflex; Tymp 226 Hz + Reflex 90 dB
Hochtonoption	Tymp 1 kHz; Tymp 1 kHz + Auto Reflex; Tymp 1 kHz + Reflex 80 dB BB

Technische Daten:

Messfrequenz, -pegel	226 Hz ± 1%, 69 dB _{SPL} in 2 cm ³
Optional	1000 Hz ± 1%, 69 dB _{SPL} in 2 cm ³
Druckbereich	+ 200 bis - 400 daPa
Volumenbereich	0,1 bis 8,0 ml
Messgenauigkeit	± 5% bzw. ± 10 daPa
Testzeit	< 3 Sekunden

Allgemein:

Anzeige	Farbiges Grafik LCD-Display
Maße und Gewicht	BxTxH: 80x300x70 mm/427 g
Speicher	1 Kurve pro Ohr und Test
Speicherplatz	ca. 1000 Messungen

Ladestation:

Maße	BxTxH: 150x295x110 mm
Stromversorgung	100 - 240 VAC, 50/60 Hz

Reflexmessung:

Testfrequenzen	0,5, 1, 2, 4 kHz ± 3%
Messmethode	Ipsilateral



Lautsprechersteuersystem KIND LS VARIO 5plus

Das universell einsetzbare Lautsprechersteuersystem KIND LS VARIO 5plus eignet sich besonders zur

Ergänzung der Freifeldeinrichtung und ist an nahezu alle Audiometer anschließbar.

Funktionen:

- Ansteuerung mit Audiosignalen von bis zu fünf anschließbaren Lautsprechern
- zeitgleiche Beschallung mit zwei verschiedenen Signalen aus einem oder zwei Lautsprechern
- Beschallung (z. B. Wobbeltöne, Schmalbandrauschen, Sprachtests etc.) durch in einem Halbkreis angeordnete Lautsprecher
- Ansteuerung der integrierten Signallampe (LED) zur visuellen Konditionierung
- Aktivierung der Lautsprecher bzw. Signallampen über geräuschfreie Taster
- individuelle Kalibrierung jedes Lautsprechers durch aktive Bauteile

Lieferumfang / Ausstattung:

- Steuergerät KIND LS VARIO 5plus
- Netzgerät zur Spannungsversorgung
- Gebrauchsanweisung


Zubehör (optional):

- Lautsprecher Monitor 1C inkl. Signallampe und Wandhalterung
- Lautsprecherstativ




KIND Posterserie zum Bestellen*


Die KIND Posterserie umfasst vier Motive, in deren Mittelpunkt die Sinnesorgane Ohr und Nase stehen. Alle Poster sind im Format 100x70 cm erhältlich und können auf beiliegendem Antwortfax für Sie und Ihr Personal bei KIND bestellt werden*.




Binauraler Hörvorgang



Hörschutz



Das Ohr



Die Nase

* Beachten Sie bitte zum Einsatz im Praxisalltag/Behandlungszimmer die Rechtsauffassung von Herrn Rechtsanwalt Wienke in den HNO Mitteilungen [2012] 62-396.

Informationsbroschüren

Sensibilisieren Sie Ihre Patienten für das Thema „Gutes Hören“

Welchen unschätzbaren Reichtum das Gehör bietet, wird meist erst erkannt, wenn es beeinträchtigt oder in Gefahr ist. Unsere aktuellen Informationsbroschüren sensibilisieren für das Thema „Gutes Hören“ und klären umfassend darüber auf.

KIND Bekennerbroschüre

In der KIND Bekennerbroschüre stellen sich die unterschiedlichsten Menschen vor, die sich erfolgreich mit dem Thema beschäftigt haben und eine für sie individuelle Lösung zum „Guten Hören“ gefunden haben. Ob Hörgeräte oder Hörschutz: Hier kommen Menschen zu Wort, die inspirieren und vor allem dazu motivieren, rechtzeitig aktiv zu werden.



Broschüre KIND Hörgeräte

Nie war es so einfach, gut zu hören wie heute, denn moderne Hörgeräte sind enorm leistungsfähig und werden vom KIND Hörgeräteakustiker exakt an das Hörprofil angepasst. Die Broschüre KIND Hörgeräte erläutert die Eigenschaften und Möglichkeiten verschiedener Hörgerätetypen und -technologien und zeigt auf anschauliche Weise, wie einfach der Weg zum besseren Hören ist.

Weiterer Themenschwerpunkt ist das umfangreiche Dienstleistungspaket von KIND.



Broschüre KIND Hörschutz

KIND bietet ein breites Spektrum an Schutzsystemen für das Gehör, individuell abgestimmt auf die jeweilige Situation und unterschiedliche Belastungen. Die Broschüre KIND Hörschutz beschreibt ausführlich die einzelnen Produktlösungen, die optimalen Schutz in unterschiedlichen Situationen und Hörumgebungen garantieren. Produktabbildungen und Tabellen unterstützen bei der Wahl des passenden Hörschutzes.



Das spricht für KIND!

Unsere jahrelange Partnerschaft mit HNO-Ärztinnen und -Ärzten ist eine der wesentlichen Säulen der KIND Unternehmensphilosophie. Als verlässlicher und engagierter Partner stehen wir Ihnen und Ihren Patientinnen und Patienten gerne zur Verfügung.

- ◆ Immer in der Nähe: Mit über 600 Fachgeschäften sind wir Marktführer in Deutschland.
- ◆ Immer günstige Preise: Als Entwickler, Hersteller und Hörgeräteakustiker in einem geben wir unsere Einkaufsvorteile an unsere Kunden weiter.
- ◆ Der KIND Nulltarif: Moderne und leistungsstarke Hörgeräte ohne privaten Eigenanteil.
- ◆ Qualität made in Germany: Wir entwickeln und produzieren Hörgeräte in Deutschland. Auch unser KIND Nulltarif ist „Made in Germany“.
- ◆ Ausgezeichnete Beratung: Mehrfach unabhängig prämierte Beratungsqualität und 98 % Kundenzufriedenheit.

Notizen

[illegible]

[illegible]

KIND HNO-Service-Nummer

Sie haben Fragen, Wünsche oder Anregungen?

Rufen Sie die kostenlose KIND HNO-Service-Nummer an:

0800 / 122 80 00

Unser Team steht Ihnen gern zur Verfügung – schnell und kompetent.