

Kompatibilitätsliste präferierter Smartphones für die Verwen- dung der *KINDwings* App



Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank, dass Sie sich für *KINDwings* Hörsysteme entschieden haben. Für ein optimales Produkt-Erlebnis laden Sie sich bitte die *KINDwings* App aus dem App Store/Play Store herunter.



Apple iOS: App Store
<https://itunes.apple.com>



Android: Google Play
<https://play.google.com/store>


Mit der *KINDwings* App können Sie weitere nützliche Funktionalitäten Ihrer *KINDwings* Hörsysteme nutzen. Die *KIND* App kann mit allen Geräten der wings-Plattform verbunden werden.

Die App ist kompatibel mit allen Apple iPhones oder einem Android-Smartphone mit einer den aktuellen Betriebssystem-Versionen:

iOS
Version 11 und höher



Android
Version 7.0 und höher



Da es jedoch bei den verschiedenen Betriebssystemen individuell Eigenschaften gibt, die sich unterschiedlich in den jeweiligen Versionen verhalten, haben wir eine Liste der Smartphones erstellt, die von uns diesbezüglich zu 100 % überprüft worden sind.

Wir empfehlen für optimale App-Stabilität folgenden Smartphones:

Apple iOS-Geräte:



- iPhone SE (second generation 2020)
- iPhone 11 Pro Max
- iPhone 11 Pro
- iPhone 11
- iPhone XS Max
- iPhone XS
- iPhone XR
- iPhone X
- iPhone 8
- iPhone 8 Plus
- iPhone 7
- iPhone 7 Plus
- iPhone SE
- iPhone 6s
- iPhone 6s Plus

Android-Geräte:



Samsung

- S 6
- S 7
- Galaxy A7
- Galaxy S9
- S10
- Galaxy Note 9

HTC

- 10
- U12

LG

- G5
- Nexus 5

Huawei

- P20 lite
- P20 Pro
- P8 lite (2017)

Honor

- 8X
- 20

Nokia

- 7 Plus

Sony

- Xperia 10

Google

- Pixel 3
- Pixel 5

Xiaomi

- Mi9
- Mi9s

Die Liste der getesteten Geräte wird stetig erweitert und aktualisiert damit Ihre Geräte mit allen Varianten verwendet werden können.

Ihr KIND Team

Deutschland:

KIND Hörgeräte
Kokenhorststr. 3-5
30938 Großburgwedel/Hannover
Tel. 0800 6999333
Fax 05139 8085-299
info@kind.com

Schweiz:

KIND Hörzentralen
Hertensteinstr. 8
6004 Luzern
Tel. 04141 87070
Fax 04141 87071
info.ch@kind.com

Österreich:

KIND Optik Ges.m.b.H
Elterleinplatz 15
1170 Wien
Tel. 01 4031844
Fax 01 4031857
info.at@kind.com

Ihr KIND Fachgeschäft